

Peristeen® Light



PVC-fri

Lågvolymlig Transanal irrigation (175 ml)

Frihet i ett litet format

Rundad topp med två ögon
designade för att minimera
obehag

Lock som är designat för att
skjuta över behållaren, för
enklare öppning



Mjuk, flexibel kateter med
hydrofil beläggning för
smidigt införande

Konans bas är utformad för
att minimera risk att
avföringsvatten kommer i
kontakt med vatten-
behållarens utsida

Backventil för att
förhindra backflöde
av avföringsvatten

Vattenbehållare med
greppvänlig design,
enkel att hålla i med
en hand och enkel
att klämma på

Produktinformation

Användning

Peristeen Light är en transanal irrigationsenhet (TAI) med låg volym (175 ml vatten) för personer som behöver hjälp med att hantera tarmdysfunktion så som förstoppning eller avföringsinkontinens.

Den är avsedd att vara enkel att använda, så oavsett om dina patienter är hemma eller på resande fot kan de utföra TAI med låg volym och uppleva den lindring och lättnad som Peristeen Light kan ge.

Fördelar

Peristeen Light är ergonomiskt utformad för att vara enkel och användarvänlig, både för personer med nedsatt handfunktion och personer på språng:

- Monteras enkelt i två steg.
- Lock som är utformat för att vara enkelt att öppna.
- Envägsventil utformad för att förhindra att avföringsvatten kommer in i behållaren.
- Formen på kateterens nederdel minimerar risk för läckage under genomförandet.
- Lock utformat för att skjuta ut över behållaren för att underlätta tömning.
- Vattenbehållaren är utformad för att göra den lätt att hålla i och klämma på.
- Praktiska råd, inspiration och support för bättre tarmkontroll, rutin och följsamhet till behandlingen genom vårt kostnadsfria supportprogram Coloplast Care

Har du frågor om våra produkter?

Kontakta något av våra team nedan.

Consumer Care för privatpersoner: 0300-332 56

Kundservice för vårdpersonal: 0300-332 99

Indikationer

Peristeen Light är indikerad för patienter som lider av avföringsinkontinens, kronisk förstoppning och/eller tidskrävande tarmhanteringsprocedurer.

Kontraindikationer

Peristeen Light transanal irrigation ska inte användas i följande situationer, eftersom den mekaniska obstruktionen eller den försvagade vävnaden i tjocktarmen orsakad av något av nedanstående ökar risken för tarmperforering, trauma eller blödning:

- Känd anal eller kolorektal stenosis
- Kolorektalcancer (aktiv/recidiv)
- Inom 3 månader efter anal eller kolorektal kirurgi
- Inom 4 veckor efter endoskopisk polypektomi
- Ischemisk kolit
- Akut inflammatorisk tarmsjukdom
- Akut divertikulit

Eftersom listan inte är komplett måste läkare/sjukvårdspersonal alltid även överväga individuella faktorer.

Funktioner

Hydrofil kateter för engångsbruk

Katetern har en rundad spets med två ögon utformade för att minimera obehag samt ett hydrofilt ytskikt som enkelt aktiveras med vatten.

Katetern är avsedd för engångsbruk, för optimal hygien och för att säkerställa smidig införing vid varje tillfälle.

Formen på kateterns nederdel minimerar risk för läckage under genomförandet.

Greppvänlig vattenbehållare

Vattenbehållaren är utformad för att vara enkel att hålla i och att klämma på. Den fylls enkelt på under vattenkran eller från flaska och kan fyllas med upp till 175 ml vatten.

Enkel montering i två steg

Locket är utformat för att vara lätt att öppna samt skjuter ut över behållaren för att underlätta tömning.

Backventilen är utformad för att förhindra att avföringsvatten kommer in i behållaren.

Produkten är utformad för att vara bekväm att använda både i hemmet eller när man är på språng.



Produktsortiment

Peristeen Light System	Innehåll (minsta beställningsbara enhet)	Antal/TFP*	Artikelnummer
Vattenbehållare med 30 katetrar	1 vattenbehållare, 30 konkatetrar	12 system/TFP	291710
Vattenbehållare med 15 katetrar	1 vattenbehållare, 15 konkatetrar	12 system/TFP	291700
Vattenbehållare med 5 katetrar	1 vattenbehållare, 5 konkatetrar, provförpackning	12 system/TFP	291740

Peristeen Light Tillbehör	Innehåll (minsta beställningsbara enhet)	Antal/TFP*	Artikelnummer
15 katetrar	15 hydrofila konkatetrar	12 avd fp/TFP	291720

*TFP=transportförpackning

Hantering

Användarinstruktioner

För instruktioner hur Peristeen Light ska användas, se separat bruksanvisning och steg-för-steg guide.

Rengöring och förvaring

Produkten rengörs med vatten och mild tvål. Torka med handduk eller liknande och förvara produkten med locket öppet.

Katetern är avsedd för engångsbruk och ska slängas i enlighet med lokala riktlinjer, dvs. med vanligt hushållsavfall.

Vattenbehållaren är avsedd för flergångsbruk och ska slängas efter 30 användningar i enlighet med lokala riktlinjer, dvs. med vanligt hushållsavfall.

Hållbarhet och byte

Produktkomponent	Antal tillåtna återanvändningstillfällen
Kateter	1
Vattenbehållare inkl. lock	30

Hållbarhetstid (shelf life) är 1 år för samtliga ingående delar.

Coloplast Care

Helhetserbudande med Peristeen

Coloplast Care anses vara det bästa supportprogrammet för tarmkontroll enligt vårdgivare⁵. För att lyckas med en ny typ av behandling är det viktigt att man lär sig grunderna och skapar en rutin som fungerar väl. Därför erbjuds alla som använder Peristeen Light ett kostnadsfritt supportprogram - Coloplast Care - som ger tillgång till:

- Personlig kontakt med utbildade rådgivare
- Rådgivare som är experter och måna om att hjälpa användare att komma igång och lyckas med behandlingen
- Praktiska råd, inspiration och support för bättre tarmkontroll, rutin och följsamhet till behandlingen
- Individuellt behovsanpassat stöd via telefon när användaren behöver det
- Rådgivning som utgår från en problemlösningssguide framtagen av bland annat experter inom tarm och TAI.
- Rådgivning enbart kring produktrelaterade frågor
- Skriftlig information såsom motiverande brev och faktablad kring olika ämnen som är relevanta för personer med tarmbesvär

Anmälan till Coloplast Care görs via hemsidan: www.coloplast.se/coloplast-care alternativt via telefon: 0300-332 56 eller via mail: se@coloplast.com.

Referens:
5. Integron Usage and Attitude Survey Bowel Management, Healthcare Professional and Patient, Nederländerna, 2019.

Miljöinformation

Art nr

291700, 291710, 291720, 291740

Medicinteknisk produkt

Produkten är en medicinteknisk produkt som regleras enligt European Union Medical Device Regulation (EU) 2017/745.

Produkten har utvärderats enligt de krav som ställs på medicintekniska produkter. Enligt nuvarande kunskap, anses denna produkt vara giftfri.

Innehåll

Riskidentifiering

Denna produkt består huvudsakligen av polymermaterial. Produkten utgör ingen omedelbar fara. Produkten innehåller inte naturgummilatex.

Produkten innehåller inte något särskilt farligt ämne (SVHC-ämne) i koncentrationer över 0,1% w/w enligt kandidatlistan, artikel 59 (10) European REACH regulation (EC) No. 1907/2006.

Avfallshantering

I hemmet

Produkten slängs med övrigt hushållsavfall. Lokala avfallsregler styr avfallshantering och ska följas.

Sjukhus

På sjukhus ska produkten slängas enligt rekommenderade föreskrifter och på godkänd anläggning.

Förpackning

Förpackningen som produkterna ligger i respektive transportförpackning återvinns som kartong.

Ingående material

Vattenbehållare

SEBS (Styrene-ethylene-butadiene-styrene)

PP (Polypropylen)

Silikon

Konkateter:

SEBS Styrene-ethylene-butadiene-styrene)

Hydrofilt ytskikt

Ytterligare information

Redan från allra första början av Coloplast produktutveckling, är miljön alltid en viktig del. Vid val av material, kemikalier och produktionsprocesser värderas den nya produktens påverkan på miljön. Vid utveckling av nya produkter görs en bedömning av produktens totala miljöpåverkan inklusive inköpt råmaterial.

Miljöpåverkan som sker under produktens tillverkningsprocess reduceras genom minimering av ingående material och energi, så väl som emissioner och avfall. Det förekommer ingen signifikant miljöpåverkan vid användning av produkten.

Produktförpackning:

PET/PE film

Avdelningsförpackning:

Kartong

Transportförpackning:

Kartong

Coloplast AB är anslutet till och betalar avgift till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

